

# 792161 Bahut à portes coulissantes



## Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Structure métallique section 30x30mm peinture époxy
- Chants PVC 2mm
- Séparation médiane, deux étagères
- Serrure
- Vérins réglables en hauteur
- Montage tourillonné

### REVÊTEMENT :

Possibilité d'ajouter un revêtement différent sur les bahuts

Option revêtement		
Dimensions	Grès	Verre
120 x 60 cm	Réf. 790 510	Réf. 790 514
120 x 75 cm	Réf. 790 512	Réf. 790 516
150 x 60 cm	Réf. 790 511	Réf. 790 515
150 x 75 cm	Réf. 790 513	Réf. 790 517

Revêtement en grès émaillé 8 mm Buchtal avec rive de finition PVC et joint en ciment époxy.

Revêtement en verre sécurit 8 mm avec rive de finition PVC et joint silicone anti-fongique.

## Modèle

- Placard à portes coulissantes
- Dimensions:
- **Longueur 1200mm / Profondeur 600mm / Hauteur 900mm**
- Livré monté