

792163 Bahut à portes coulissantes



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm
- Structure métallique section 30x30mm peinture époxy
- Chants PVC 2mm
- Séparation médiane, deux étagères
- Serrure
- Vérins réglables en hauteur
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à portes coulissantes
- Dimensions:
 - **Largeur 1200mm / Profondeur 750mm / Hauteur 900mm**
- Livré monté

REVÊTEMENT :

Possibilité d'ajouter un revêtement différent sur les bahuts

Option revêtement

| Dimensions | Grès | Verre |
|-------------|--------------|--------------|
| 120 x 60 cm | Réf. 790 510 | Réf. 790 514 |
| 120 x 75 cm | Réf. 790 512 | Réf. 790 516 |
| 150 x 60 cm | Réf. 790 511 | Réf. 790 515 |
| 150 x 75 cm | Réf. 790 513 | Réf. 790 517 |

Revêtement en grès émaillé 8 mm Buchtal avec rive de finition PVC et joint en ciment époxy.

Revêtement en verre sécurit 8 mm avec rive de finition PVC et joint silicone anti-fongique.