

792180 Bahut à 4 portes battantes



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm
- Structure métallique section 30x30mm peinture époxy
- Chants PVC 2mm
- Séparation médiane, deux étagères
- Serrure
- Vérins réglables en hauteur
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 4 portes battantes
- Dimensions:
 - **Largeur 1500mm / Profondeur 750mm / Hauteur 900mm**
- Livré monté

REVÊTEMENT :

Possibilité d'ajouter un revêtement différent sur les bahuts

Option revêtement

Dimensions	Grès	Verre
120 x 60 cm	Réf. 790 510	Réf. 790 514
120 x 75 cm	Réf. 790 512	Réf. 790 516
150 x 60 cm	Réf. 790 511	Réf. 790 515
150 x 75 cm	Réf. 790 513	Réf. 790 517

Revêtement en grès émaillé 8 mm Buchtal avec rive de finition PVC et joint en ciment époxy.

Revêtement en verre sécurit 8 mm avec rive de finition PVC et joint silicone anti-fongique.