

PEAK INSTRUMENTS vous propose sa nouvelle gamme de balances analytiques électroniques qui vous offrira un haut niveau de précision de pesage et qui est idéale pour le pesage de laboratoire jusqu'à 120, 220 ou 300 grammes. Nos balances sont spécialement conçues, par leur design, pour empêcher les facteurs externes d'affecter vos mesures. Elles sont équipées pour cela de portes amovibles en verre transparent.



Corps en alliage d'aluminium et plate-forme en acier inoxydable avec paravent en verre transparent.



Interfaces USB pour connexion PC et exportation de données.



Calibration externe ou interne selon le modèle.



Écran tactile capacitif TFT haute résolution de 4,3 pouces pour une utilisation facile et rapide. L'affichage avec rétro-éclairage facilite la lecture dans toutes les conditions.



Multiples fonctions telles que le pesage, le comptage des pièces, le pesage en pourcentage, le pesage de contrôle, le pesage des animaux, la détermination de la densité (kits en option) avec des unités de pesage multiples.



Gamme		
	Portée	Calibration
TA1204	120g	Externe
TA2204	220g	Externe
TA3004	300g	Externe
TA1204C	120g	Interne
TA2204C	220g	Interne

MODELE	TA1204	TA2204	TA3004	TA1204C	TA2204C
Portée	120 grammes	220 grammes	300 grammes	120 grammes	220 grammes
Résolution	0,1 mg				
Calibration	Externe			Interne	
Reproductibilité	0,0001 g				
Linéarité	+/- 0,0002 g				
Unités de mesure	Gramme, Carat, Once, Livre, Once troy, Newton				
Applications	Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage des animaux, détermination de la densité (kit SP-DenKit-S* en option)				
Temps de stabilisation	< 4 s				
Indicateur de niveau	Oui, à bulle				
Affichage	Ecran couleur 4,3 pouces tactile capacitif				
Horodatage	Oui				
Taille du plateau	85 mm				
Dimensions	Hauteur 360 mm – Largeur 220 mm – Profondeur 320 mm				
Masse	6 kg				
Communication	Port USB (A) pour transfert de données en format .csv et Port USB (B) pour communication PC (pilotage, affichage et enregistrement)				
Alimentation	Alimentation DC 12V/1A avec adaptateur secteur fourni 230V +/-10%- 50Hz				
Conditions d'utilisations	En intérieur, entre 10 et 30°C avec une altitude< 2000 m et une humidité < 80%				
Norme CE	Cat II, degré de pollution 2				
Référence	705686	705687	705688	705689	705690

* Option mesures de densité kit DP-DenKit-S : Référence 705680

Etat de livraison :

- Une balance
- Un adaptateur secteur 230V/50Hz
- Un cordon USB
- Un plateau de pesée
- Un paravent
- Une paire de gants
- Une housse de protection
- Un poids de pesée de calibration F1 (cal. Ext.)
- Certificat de calibration usine sur demande
- Une clé USB avec mode d'emploi en anglais** et logiciel en anglais

**Mode d'emploi en français téléchargeable sur le site jeulin.fr

Logiciel inclus

Emballage : 520x380x500mm, 9,5kg

GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS



www.jeulin.com

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS

N°Cristal 09 69 32 02 10

APPEL NON SURTAXE