

PEAK INSTRUMENTS vous propose sa nouvelle gamme de balances de précision électroniques qui vous offrira un haut niveau de précision de pesage et qui est idéale pour le pesage de laboratoire jusqu'à 300 et 500 grammes. Nos balances sont spécialement conçues, par leur design, pour empêcher les facteurs externes d'affecter vos mesures. Elles sont équipées pour cela de portes amovibles en verre transparent.



Corps en alliage d'aluminium et plate-forme en acier inoxydable avec paravent en verre transparent.



Interfaces USB pour connexion PC et exportation de données.



Calibration externe ou interne selon le modèle.



Écran tactile capacitif TFT haute résolution de 4,3 pouces pour une utilisation facile et rapide. L'affichage avec rétro-éclairage facilite la lecture dans toutes les conditions.



Multiples fonctions telles que le pesage, le comptage des pièces, le pesage en pourcentage, le pesage de contrôle, le pesage des animaux, la détermination de la densité (kits en option) avec des unités de pesage multiples.



Gamme		
	Portée	Calibration
TE3003	300g	Externe
TA3003C	300g	Interne
TA5003	500g	Externe
TA5003C	500g	Interne


MODELE	TA3003	TA5003	TA3003C	TA5003C
Portée	300 grammes	500 grammes	300 grammes	500 grammes
Résolution	1 mg			
Calibration	Externe		Interne	
Reproductibilité	0,001 g			
Linéarité	+/- 0,002 g			
Unités de mesure	Gramme, Carat, Once, Livre, Once troy, Newton			
Applications	Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage des animaux, détermination de la densité (kit SP-DenKit-S* en option)			
Temps de stabilisation	< 4 s			
Indicateur de niveau	Oui, à bulle			
Affichage	Ecran couleur 4,3 pouces tactile capacitif			
Horodatage	Oui			
Taille du plateau	85 mm			
Dimensions	Hauteur 360 mm – Largeur 220 mm – Profondeur 320 mm			
Masse	6 kg			
Communication	Port USB (A) pour transfert de données en format .csv et Port USB (B) pour communication PC (pilotage, affichage et enregistrement)			
Alimentation	Alimentation DC 12V/1A avec adaptateur secteur fourni 230V +/-10%- 50Hz			
Conditions d'utilisations	En intérieur, entre 10 et 30°C avec une altitude< 2000 m et une humidité < 80%			
Norme CE	Cat II, degré de pollution 2			
Référence	705681	705682	705683	705685

* Option mesures de densité kit DP-DenKit-S : Référence 705680

Etat de livraison :

- Une balance
- Un adaptateur secteur 230V/50Hz
- Un cordon USB
- Un plateau de pesée
- Un paravent
- Une paire de gants
- Une housse de protection
- Certificat de calibration usine sur demande
- Une clé USB avec mode d'emploi en anglais** et logiciel en anglais

**Mode d'emploi en français téléchargeable sur le site jeulin.fr



Logiciel inclus

Emballage : 520x380x500mm, 9,5kg

GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS



www.jeulin.com

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS

N°Cristal 09 69 32 02 10

APPEL NON SURTAXE