

**PEAK INSTRUMENTS vous propose sa nouvelle gamme de pH\_mètres qui vous offrira un haut niveau de précision et un produit spécifique pour chaque utilisation. Leur design et leur écran tactile vous offriront un confort d'utilisation que vous pourrez apprécier au quotidien.**



- . Écran 7 pouces couleur haute résolution (1024\*600) tactile, haute sensibilité, avec affichage complet des paramètres, des menus intuitifs, simples et rapides à utiliser.
- . Étalonnage automatique et compensation de température, stockage de données, sortie USB, affichage d'horloge, impression sans fil, réglage des fonctions et auto-diagnostic, etc.
- . Les pH-mètres peuvent stocker en interne jusqu'à 300 ensembles de données de mesure, les données peuvent être transférées sur USB et ouvertes sous la forme de tableur.
- . Reconnaissance de l'état de l'électrode par l'appareil
- . Étanche à la poussière et à l'eau conforme aux normes IP54

MODELE	T-710 L	T-710P	T-710H
Usage	Général	Haute pureté	Faible concentration
Gamme de mesure pH	(-2.00 à 19.99) pH		
Résolution pH	0.1/0.01 pH		0.01/0.001 pH
Précision pH	± 0.02 pH		± 0.01 pH
Tension Entrée	≤ 1 x 10 <sup>12</sup> A		
Impédance	≤ 1 x 10 <sup>12</sup> Ω		
Stabilité	± 0.1 pH/3h		
Gamme de mesure mV	-1999.9 mV ~ 0 ~ 1999.9 mV		
Résolution mV	1 mV		0.1 mV
Précision	± 0.1 % FS		± 0.03 % %FS
Gamme de mesure température	-10°C à 110 °C		
Résolution mV	1 mV		0.1 mV
Précision mV	± 0.5 °C		
Étalonnage	Automatique en 1,2 et 3 points (USA, NIST)		
Données de stockage	300		
Alimentation	Alimentation DC 12V/1A avec adaptateur secteur fourni 230 V +/- 10 % - 50 Hz		
Communication	Port USB (A) pour transfert de données en format .xls et impression à distance (bluetooth)		
Dimensions	240 x 170 x 70 mm		
Masse	0.6 kg		
Conditions d'utilisation	En intérieur, entre 5 et 35 °C et une humidité < 85 %		
Référence	705679	705694	705695

#### Composition :

- Un pH-mètre
- Un adaptateur secteur 230V/50Hz
- Une clé USB avec logiciel et mode d'emploi en anglais\*
- Un support d'électrode
- Une électrode de pH
- 

\*Mode d'emploi en français téléchargeable sur le site jeulin.fr

En option : Imprimante Bluetooth SP-BT002 (réf 705707)



**GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS**


**Le laborantin**  
 Spécialiste du matériel de laboratoire  
 by **JEULIN**

**www.jeulin.com**

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL  
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS

 **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE