

Le Sonomètre Dibix vous permet facilement d'effectuer vos mesures ponctuelles de niveaux sonores mais également des enregistrements sur des longues durées exploitables sur PC.

Caractéristiques

- Gamme de 0 à 30 à 130 dB
- Affichage rétro-éclairé avec bargraph pour les variations rapides
- Courbe de pondération A ou C
- Mémorisation de la valeur maximale
- Sortie analogique AC et DC
- Connexion par USB à un PC pour enregistrement jusqu'à 32 000 valeurs



Logiciel d'acquisition librement téléchargeable

https://www.mediascience.fr/Telechargement_Public/Jeulin/Logiciels/351097/sonometre-351097.zip

Spécifications

Calibre	De 30 à 130dB avec changement de gamme automatique
Précision	+/-1,5 dB
Résolution	0,1 dB
Vitesse de mesure	0,5 à 1 mesure par seconde
Affichage	Rétro-éclairé 2000 points avec bargraph 40 segments
Sortie analogique AC et DC	AC : 4Vrms pleine échelle, impédance 600 Ohms – DC : 0.033xL/20000
Mode enregistrement	Par port USB, visualisation en instantanée ou enregistrement jusqu'à 32 000 valeurs
Fonction	Max
Fixations pour trépied	Au dos de l'appareil
Caractéristiques générales	
Température d'utilisation	0°C à 50°C (HR<90%)
Température de stockage	-10°C à 60°C (HR<75%)
Dimensions /Masse	245x70x45mm/240g
Alimentation	4 piles AA 1,5V - Extinction automatique après 10 minutes d'inactivité
Certification	CE, RoHS
Etat de livraison	Livré en sacoche avec piles, câble USB et cordon pour sortie analogique, mode d'emploi en français librement téléchargeable sur Jeulin.fr