

# Caisson de ventilation pour rejet extérieur

## CONFORMITÉ

ISO 3744, CE

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme ISO 3744
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Adaptation facile entre le caisson et l'équipement à ventiler
- Permet d'extraire les vapeurs chimiques contenues dans l'armoire de sécurité
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE
- Adaptable sur tout type d'armoire
- Montage simple et esthétique
- Interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**CDV-A**  
**ISO 3744, CE**

Construction de l'armoire  
Manchon de raccordement inclus

**Acier 12/10ème**  
**2**

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Collier de serrage diamètre 100 mm (Réf : CDS100)
- Manchon de raccordement diamètre 100 mm (Réf : CHJ)
- 1 mètre de gaine souple en PVC (Réf : KL100)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
CDV-A	235 x 235 x 250		8.00