

BH06D+



# Hotte à raccordement extérieur L 600 - 2 passages de main

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Double passage de main ou trapèze
- Prêt à l'emploi
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Charnières  
Bac(s) de rétention  
Opércules pour passage alimentation  
Mesureur de flux d'air  
Guide des produits retenus

**BH06D+**  
**Oui**  
**Option**  
**4**  
**Non**  
**Non**

Compteur horaire  
Prise d'échantillonnage  
Paroi arrière transparente  
Plan de travail en mélaminé  
Code douanier

**Non**  
**Non**  
**inclus**  
**Option**  
**84146000**

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H06 (Réf : BB06)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H06 (Réf : BV06)

## OPTIONS

- Eclairage pour hottes à raccordement extérieur (Réf : LUD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
BH06D+	745 x 600 x 650	735 x 545 x 505	41.00