



MS302 réf 605512

Voltmètre analogique

Le MS302 est dédié à l'Education. Economique et robuste, il permet les mesures de tensions en AC comme en DC

Caractéristiques

- Sélecteur unique pour tous les calibres
- Protection électronique des entrées
- Bornes 4 mm de sécurité
- Coque antichoc intégrée
- Cadran grand format avec miroir de parallaxe
- AC/DC
- Changement de calibre manuel
- Zéro automatique



Spécifications

Calibre Tension AC	3 V – 10 V – 30 V – 100 V – 300 V – 1000 V Précision de base +/-2% Protection électronique
Calibre Tension DC	100 mV – 1 V – 3 V – 10 V – 30 V – 100 V – 300 V – 1000 V Précision de base +/-1,5% Protection électronique
Fréquence d'utilisation	De 20 à 400 Hz
Caractéristiques générales	
Affichage	Cadran 80x50mm
Mode affichage	Analogique avec miroir de parallaxe
Dimensions / Masse	170x165x55mm / 490 g
Sécurité	EN- 61010 Cat III 600V
Etat de livraison	Livré avec cordons de mesures et mode d'emploi
Garantie	24 mois

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis selon les évolutions technologiques.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél. 02 32 29 40 00 - Fax 02 32 29 43 99
International • Tél. +33 (0)2 32 29 40 23 - Fax +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeulin.com • contact@jeulin.com • export@jeulin.com

SAS au capital de 1000 000 € • TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 • Siren 344 652 490 RCS Evreux