

Milieu Murashige et Skoog (complet) en poudre pour 1000 mL Réf. 114018

Composition du milieu

MILIEU	Milieu Murashige et Skoog 400 en mg/L
MACROELEMENTS	
KNO ₃	1900
NH ₄ NO ₃	400
MgSO ₄ , 7H ₂ O	370
CaCl ₂ , 2 H ₂ O	440
KH ₂ PO ₄	170
MICROELEMENTS	
MnSO ₄ , 4H ₂ O	22,3
ZnSO ₄ , 7H ₂ O	8,6
H ₃ BO ₃	6,2
KI	0,83
Na ₂ MoO ₄ , 2 H ₂ O	0,25
CuSO ₄ , 5H ₂ O	0,025
CoCl ₂ , 6H ₂ O	0,025
FeSO ₄ , 7H ₂ O	27,9
Na ₂ EDTA, 2H ₂ O	37,2
VITAMINES	
Inositol	100
Thiamine HCl	0,5
ac. nicotinique	0,5
Pyridoxine HCl	0,5
Ca panthoténate	0,5
Biotine	0,01
SUCRE	20000
GÉLOSE	7500

Le milieu ne contient pas de phytohormone.