

## Platine polarisante faible épaisseur

Référence: 571649



### Avantages

> Compatible avec la plupart des microscopes !

### Description

Les platines polarisantes utilisées pour convertir vos microscopes biologiques en microscopes polarisants sont souvent très épaisses. Cela peut parfois vous coincer, car vous ne pouvez pas focaliser correctement sur votre échantillon. Pour résoudre ce problème, Jeulin a conçu une platine polarisante aussi mince que possible.

### Composition

Cette platine se compose :

- d'un support noir dans lequel vient se positionner le filtre polarisant
- le filtre polarisant de forme carré (attention celui ci n'est pas fixé sur le support noir afin de gagner un maximum d'épaisseur)
- de la platine ronde et orientable blanche qui viendra recevoir votre échantillon
- d'un analyseur sous forme de bague qui se place sur l'oculaire