

Mesure d'environnement

Météo

Réf :
211 025

Français – p 1

Version : 2110

Thermomètre / Hygromètre

1. Caractéristiques



- Mesure de la température intérieure : -10 à +50 °C (+14 à +122 °F)
- Mesure de la température extérieure : -50 à +70 °C (-58 à +158 °F)
- Précision : $\pm 0,1$ °C (plage -20 à +60 °C) et ± 2 °C hors plage
- Mesure de l'humidité relative : 20 % à 99 % (uniquement à l'intérieur)
- Précision : ± 5 %
- Alimentation : par pile 1,5 V (AAA) fournie ou accumulateur 1,5 V (AAA) non fourni
- Dimensions : 78 x 98 x 17 mm
- Poids : 95 g
- Conditions de stockage : -20 à +60 °C
- Conforme aux directives européennes en vigueur, marquage CE

2. Utilisation

- Appuyer sur le bouton **IN-OUT** pour choisir la mesure de la température intérieure ou extérieure. Pour la mesure de température extérieure, la sonde fournie avec l'appareil doit être raccordée au connecteur jack situé dans le compartiment à pile.
Le choix IN-OUT est visible sur l'affichage.
- Appuyer sur **MAX-MIN** pour figer l'affichage sur les valeurs mesurées MAXI ou MINI.
- Appuyer sur le bouton **RESET** pour remettre l'affichage à zéro, par exemple après avoir choisi MIN ou MAX, et relancer une mesure en continu.
- Appuyer sur **°C/°F** pour choisir l'unité d'affichage de la température.
- Indication du statut de "confort" :
 - **DRY** pour une humidité relative inférieure à 40 %
 - **COM** pour une humidité relative comprise entre 40 % et 70 %
 - **WET** pour une humidité relative supérieure à 70 %

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

