

Ultrasons

Ultrasonounds

Réf :
222 078

Français – p 1

English – p 2

Version : 9101

Récepteur Moduson® 2

Receiver Moduson® 2

1. Description

Ce récepteur permet de recevoir les ultrasons d'un émetteur simple Moduson® 2 ou d'un émetteur télémètre Moduson® 2.

Les ultrasons reçus sont transformés en signal électrique mesurable.

Sa tête renforcée en fait un outil pédagogique robuste.

Ce récepteur est totalement compatible avec les anciennes versions de Moduson®. Vous pouvez donc compléter votre offre existante, aucun remplacement n'est nécessaire.



2. Caractéristiques techniques

Sensibilité : 700 mVcc à 10 cm de l'émetteur.

Sortie : sur douilles de sécurité Ø 4 mm.

Dimensions boîtier : 57 x 44 x 30 mm.

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*

1. Description

This receiver can receive ultrasounds from ultrasound transmitter Moduson® 2 or a rangefinder Moduson® 2 transmitter.

The received ultrasound is transformed into measurable electrical signal.

The reinforced head is a robust educational tool.

This receiver is fully compatible with older versions of Moduson®. You can complement your existing offer; no replacement is necessary.



2. Specifications

Frequency emission: near to 40 kHz. supply by GBF (not included)

Input with cords Ø 4 mm.

Supply voltage: 40 Vcc.

Dimension: 57 x 44 x 30 mm.

3. After-sales service

The device is under a 2-year guarantee, it must be sent back to our workshops.

For any repairs, adjustments or spare parts please contact:

JEULIN – TECHNICAL SUPPORT

468 rue Jacques Monod

CS 21900

27019 EVREUX CEDEX FRANCE

+33 (0)2 32 29 40 50



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France

Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux