

METHODE ESAO®

SONDE pH

SONDE TESTEUR DE pH

REF. 453 053

Cette sonde est prévue pour fonctionner avec l'adaptateur testeur de pH Réf : 452 032.
Elle permet des mesures de 0 à 14 unités pH. Sa résolution est de 0,1 unité pH.

Après usage nettoyer à l'eau distillée et conserver à l'air, au sec.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

En cas de mauvais fonctionnement adressez-vous à :

**S.A.V. JEULIN
B.P. 1900
27019 EVREUX CEDEX
FRANCE**