

792326 Meuble à roches 17 tiroirs



▲ Coulisses à billes grande solidité
à ouverture totale et butée d'arrêt.



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm
- Structure métallique section 30x30mm avec peinture époxy
- Chants PVC 2mm
- 17 tiroirs sur coulisses à billes à sortie totale
- Vérins réglables en hauteur
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à portes battantes
- Dimensions:
- **Largeur 1005mm / Profondeur 550mm / Hauteur 1420mm**
- Livré monté