

JZD_MACHINES A GLACE



Machines de glace triturée COM-50, COM-85 et COM-150

Pour la conservation et le stockage d'échantillons analytiques, tissus biologiques, cultures cellulaires et autres applications qui requièrent une température au-dessous de la température atmosphérique.

- 1 | Meuble extérieur en acier inox.
- 2 | Intérieur avec isolation thermique
- 3 | Grande capacité de production de glace à partir de l'eau du réseau ou purifiée.
- 4 | Tropicalisé (classe T)
- 5 | Panneau de commande : interrupteur Marche/Arrêt

Il est conseillé d'installer un filtre anti-calcaire et un nettoyage périodique en cas d'eau avec teneur en chaux moyenne ou haute (eau dure).



Référence	Modèle	Production	Capacité réservoir	Haut./Larg./Prof.	Tension d'alim.	Conso.	Poids
JZD506	COM-50	58 Kg/24h	20 Kg	79 47 60 cm	220V 50hz	470 W	58 Kg
JZD507	COM-85	89 Kg/24h	20 Kg	79 47 60 cm	220V 50hz	550 W	58 Kg
JZD508	COM-150	142 Kg/24h	60 Kg	136 51 55 cm	220V 50hz	900 W	75 Kg