

### Notice

**202317 / 202318**

## Condenseur double diamètre 80 mm


**202317**

### Caractéristiques :

- Système symétrique sur tige pourvu de deux lentilles plan-convexe
- Diamètre extérieur : 90 mm
- Diamètre utile : 78 mm
- Focale globale : +75 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Diamètre de la tige : 10 mm
- Résistant aux hautes températures
- Traitement antireflet, R<2% sur chaque dioptre



### Schéma de principe :




## Système optique épais diamètre 40 mm

**202318**

### Caractéristiques :

- Système symétrique constitué de deux lentilles achromatiques de focale 200 mm montées dans un tube.
- Diamètre utile : 33 mm

### Schéma dimensionnel :



## Des services au quotidien

### Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



#### > Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [export@ovio-instruments.com](mailto:export@ovio-instruments.com)

### Commander, suivre une commande

#### > Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)



### Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



#### > Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [SAV@ovio-instruments.com](mailto:SAV@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

*Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.*