

Catégorie :

- Accessoires / Systèmes électriques

Caractéristiques :

Alimentation à découpage 12V-75W
Bloc enfichable secteur (220V/50Hz)

Caractéristiques particulières :

- Sortie 12V +/- 5%
- Puissance minimale pour amorçage 20W
- Puissance maximale 75W
- Sortie AC / non sinusoïdale

Sortie par douilles de sécurité 4mm / reprise
arrière Cordon minimum 1,2m Interrupteur
marche/arrêt monopolaire

Dimension et masse : 90x60x60mm, 270g

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur uniquement
- Température ambiante (15 à 35°C)
- Humidité < 80%
- Tension secteur 200-240V / 45-55Hz
- Conforme CE

Applications conseillées :

- Alimentation d'ampoules 12V
- Ne convient pas pour l'alimentation de systèmes électroniques

Contenu à la livraison :

- Transformateur d'alimentation (avec interrupteur et douilles de sécurité)
- Notice/Manuel (1 exemplaire)

Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.