



O P T I C S


www.ovio-optics.com

Famille MagMax™

**202539/202540/202541/202542/
202543/202545/202546**

Banc magnetique MagMax™ (202539)

- Surface utile : 480x600 mm
- Revêtement plastifié, inscriptible au feutre effaçable
- Marquage tous les cm et axes tous les 5 cm
- Marquage des axes à 45°



Les bancs MagMax sont conseillés avec l'utilisation d'éléments sur tige « Bas Profil »

Pieds standard MagMax™ (202541/202542)

- Pieds à base magnétique
- Compatible aux tiges de diamètre 10 mm
- Hauteur de colonne : 60 mm
- Embase standard : diamètre 40 mm, forte maniabilité (202541)
- Embase large : diamètre 60 mm, forte stabilité (202542)



Pieds spéciaux MagMax™ (202540/202543/202545/202546)

- Pieds à base magnétique
- Compatible aux tiges de diamètre 10 mm
- Rainure pour fixation d'écran ou de plaque (202540)
- Réglage linéaire sur 25 mm (au 1/100^{ème} de mm) (202543)
- Réglage vertical sur 40 mm (au 3/100^{ème} de mm) (202545)
- Réglage angulaire fin de +/- 20° gradué 1° (202546)



Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.