

Source carénée
12 V - 55 W de puissance
202554/202555



Caractéristiques :

- Lanterne de puissance 12 V-55 W
- Source compacte à filament longiligne vertical
- Alimentation 12 V par douilles 4mm de sécurité
- Double carénage anti-échauffement

Caractéristiques particulières :

- Axe optique (depuis la base de la tige) : 160 mm
- Cordon électrique : >1,2 m
- Tige de maintien diamètre 10 mm.
- Durée de vie estimée de l'ampoule : 2000 heures
- Dimensions, masse :
 - Lanterne (hors tige) : 70x80x60 mm, 400 g.
 - Transformateur d'alimentation 90x60x60 mm, 270 g.

Contenu à la livraison :

- Lanterne et tige seule (**202554**)
- Lanterne sur tige + transformateur d'alimentation + diaphragme à iris (**202555**)
- Notice

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur uniquement
- Température ambiante (15 à 35 °C)
- Humidité < 80 %
- Pour transformateur, tension secteur 200-240 V / 45-55 Hz
- Pour lanterne, 11 à 12 V AC, 55 W minimum
- Conforme CE
- Mettre le transformateur hors tension après utilisation

Applications conseillées :

- Toutes applications démonstratives d'optique ne nécessitant pas la présence d'un condenseur intégré.

SAV / Pièces de rechange :

- Ampoule de rechange 12 V/55 W
- Transformateur 220 V/12 V avec inter. et douilles 4mm

Réf. : **202088**

Réf. : **202909**

Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.