

# iHealth Push

## Tensiomètre de poignet connecté KD-723

Compatible avec iPhone et smartphones Android



### Suivi de l'évolution la tension artérielle sur iPhone et smartphones Android

Pour iOS v9.0 et + ou Android version 4.4 et +  
Voir la liste des appareils compatibles sur  
[www.ihealthlabs.eu](http://www.ihealthlabs.eu)

## Fonctionnalités iHealth Push

- Cliniquement validé
- Mesures de la tension artérielle (systole, diastole) et de la fréquence cardiaque (nombre de battements cardiaque par minute)
- Enregistre jusqu'à 99 mesures en mémoire
- Détection de rythme cardiaque irrégulier (arythmie)
- Facile à utiliser et confortable
- Indicateur des recommandations de l'OMS\*
- Sauvegarde sur l'application mobile de toutes les mesures en un clic

\*Organisation Mondiale de la Santé

iHealth

Suivi des données de santé avec l'application gratuite iHealth MyVitals



Télécharger dans  
l'App Store



DISPONIBLE SUR  
Google play

iHealth propose une gamme complète de produits de santé :  
oxymètres de poils, balances, trackers d'activité et lecteurs de glycémie.



### Spécifications techniques :

- Dimensions : 80mm×60mm×22mm
- Poids : 96g (sans les piles)
- Circonférence brassard : 14cm - 19,5 cm
- Méthode de mesure : méthode oscillométrique avec inflation et mesure automatique
- Connectivité : Bluetooth 4.0
- Plage de mesure :  
Systolique : 60-260mmHg  
Diastolique : 40-199mmHg  
Pouls : 40-180 bts/minute
- Alimentation : 2x piles AAA 1.5VDC
- Conditions de stockage et de transport :  
Temp : -20°C~50°C, humidité : ≤85%RH
- Conditions d'utilisation :  
Temp : 10°C~40°C, humidité : ≤85%RH



### Dans la boîte :

- 1 tensiomètre poignet connecté iHealth Push
- 1 manuel d'utilisation
- 2 piles AAA
- 1 boîte de transport

CE 0197



[www.iHealthLabs.eu](http://www.iHealthLabs.eu)

**iHealth**  
Connecté à ma Santé